

# Fiches techniques – produits

## 1. L'Apérette nature



| Produit     |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Cuillère apéritive nature                                                                               |
| Ingrédients | Farine de <b>blé</b> , eau, huile de tournesol, sirop de glucose séché, flocons de pommes de terre, sel |
| Allergènes  | Gluten                                                                                                  |
| DDM         | 12 mois                                                                                                 |
| Poids net   | 4,8 g                                                                                                   |
| Dimension   | Longueur : 85 mm                                                                                        |
|             | Largeur (tête) : 35 mm                                                                                  |

| Usage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La cuillère apéritive comestible Ecopoon peut être utilisée pour toutes sortes de dégustations. La forme est idéale pour les garnir avec des préparations chaudes ou froides. Le goût est neutre et n'altère pas la saveur des préparations. Il est conseillé de garnir les cuillères apéritives quelques minutes avant de les servir ou de les conserver au frais. A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur. Bien refermer après ouverture du sachet. |

| Conditionnement          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Petit carton             | 1 petit carton = 200 pièces                       |
| Master carton            | 1 master carton = 8 petits cartons = 1.600 pièces |
| <b>Dimensions</b>        |                                                   |
| Petit carton             | 370 mm x 183 mm x 130 mm                          |
| Master carton            | 377 mm x 377 mm x 560 mm                          |
| <b>Poids</b>             |                                                   |
| Petit carton (poids net) | 1,15 kg (0,96 kg)                                 |
| Master carton            | 10,23 kg                                          |
| <b>Palettisation</b>     | 18 cartons (= 28.800 pièces) – 3 étages           |
| Dimension palette        | 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm                      |
| Poids palette            | 185 kg (+ poids palette)                          |

| Temps d'utilisation        |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Liquide chaud              | Entre 5 et 10 min |
| Liquide/préparation froide | 50 min            |

| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g       |
|------------------------|------------------|
| Valeur énergétique     | 1803 kJ/427 kcal |
| Matières grasses       | 9,5 g            |
| dont saturés           | 1,1 g            |
| Glucides               | 75,4 g           |
| dont sucres            | 6,3 g            |
| Protéines              | 10 g             |
| Sel                    | 1,9 g            |
| Fibres alimentaires    | 3,1 g            |



## 2. L'Apérette romarin



| Produit     |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Cuillère apéritive romarin                                                                                       |
| Ingrédients | Farine de <b>blé</b> , eau, huile de tournesol, sirop de glucose séché, romarin, sel, flocons de pommes de terre |
| Allergènes  | Gluten                                                                                                           |
| DDM         | 12 mois                                                                                                          |
| Poids net   | 4,8 g                                                                                                            |
| Dimension   | Longueur : 85 mm                                                                                                 |
|             | Largeur (tête) : 35 mm                                                                                           |

| Usage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La cuillère apéritive comestible Ecopoon peut être utilisée pour toutes sortes de dégustations. La forme est idéale pour les garnir avec des préparations chaudes ou froides. Le goût romarin permet de réaliser de subtiles associations. Il est conseillé de garnir les cuillères apéritives quelques minutes avant de les servir ou de les conserver au frais. A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur. Bien refermer après ouverture du sachet. |

| Conditionnement          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Petit carton             | 1 petit carton = 200 pièces                       |
| Master carton            | 1 master carton = 8 petits cartons = 1.600 pièces |
| <b>Dimensions</b>        |                                                   |
| Petit carton             | 370 mm x 183 mm x 130 mm                          |
| Master carton            | 377 mm x 377 mm x 560 mm                          |
| <b>Poids</b>             |                                                   |
| Petit carton (poids net) | 1,15 kg (0,96 kg)                                 |
| Master carton            | 10,23 kg                                          |
| <b>Palettisation</b>     |                                                   |
| Dimension palette        | 18 cartons (= 28.800 pièces) – 3 étages           |
| Poids palette            | 1.200 mm x 800 mm x 1.920 mm                      |
|                          | 185 kg (+ poids palette)                          |

| Temps d'utilisation        |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Liquide chaud              | Entre 5 et 10 min |
| Liquide/préparation froide | 50 min            |

| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g       |
|------------------------|------------------|
| Valeur énergétique     | 1803 kJ/427 kcal |
| Matières grasses       | 9,5 g            |
| dont saturés           | 1,1 g            |
| Glucides               | 75,4 g           |
| dont sucres            | 6,3 g            |
| Protéines              | 10 g             |
| Sel                    | 1,9 g            |
| Fibres alimentaires    | 3,1 g            |



### 3. Analyses microbiologiques

| <b><u>ANALYSES BACTERIOLOGIQUES</u></b>                 |                 |              |                |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analyse</b>                                          | <b>Résultat</b> | <b>Unité</b> | <b>Critère</b> | <b>Méthode</b>                                    | <b>Accrédit.<br/>**</b>                                                             |
| Flore aérobie mésophile (30°C)                          | <10             | cfu/g        |                | ISO 4833-1                                        |  |
| Bactéries lactiques mésophiles                          | <10             | cfu/g        |                | ISO 15214                                         |  |
| Anaérobies sulfito-réducteurs à 37°C                    | <10             | cfu/g        |                | ISO 15213                                         |  |
| Entérobactéries à 30°C-<br>Chromogène                   | <10             | cfu/g        |                | BRD-07/24-11/13<br>RAPID'Entéro                   |  |
| Escherichia coli                                        | <10             | cfu/g        |                | ISO 16649-2                                       |  |
| Staphylocoques à coag. +<br>(S.aureus & autres espèces) | <10             | cfu/g        |                | ISO 6888.2                                        |  |
| Listeria monocytogenes<br>(Méthode PCR)                 | Non détecté     | /25g         |                | BRD 07/10-04/05<br>(iQ-Check Listeria mono<br>II) |  |
| Salmonella spp (Méthode PCR)                            | Non détecté     | /25g         |                | BRD 07/06-07/4<br>(iQ-Check, Salmonella II)       |  |

Euraceta

