

Belscan Continental BV Stokkelaar 4 9160 Lokeren Belgium Tel: +32 9 340 56 26

Email: info@belscan.be Home: www.Belscan.be

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT										
	XS	S	M	L	XL	XXL				
notre référence	9001325	9000894	9000895	9000896	9000897					
Description	Gants Nitrile		HY@PRO	N-3,2	AQL	1,5				
	Gants en nitri	ile Bleu non p	ooudré M3,2 í	100 pcs/distri	buteur HY@PF	RO				

L'EMBALLAGE DU PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT									
Materiel			Nitrile						
Couleur		Bleu							
Caractéristiques		Non Poudré		Non Sterile	Ambidextre				
Surface		Texturé aux doigts							

TAILLES										
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)			
Largeur		80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm					
longueur	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm					

ÉPAISSEUR										
	Manchette	Paume de la main	Bouts des doigts	Poids total (M)						
Epaisseur	0,08mm	0,10 mm	0,10mm	3,2 gram						

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT									
	XS	S	М	L	XL	XXL			
notre référence	9001325	9000894	9000895	9000896	9000897				
Description	Gants Nitrile								
	Gants en nitri 100 pcs/distri	•				The state of the s			

STANDARDIS	SATION EN388	3						
EN 388 Risques mécaniques	Abrasion resistance	Résistance à la coupure de la lame	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation	Résistance à la coupure de la lame Test TDM	Test d'impact		EN 388:2016
Niveau								
STANDARDIS	SATION EN374	1						
EN 374-1	Les gants ne doivent	t pas trop changer de	forme, ni se dechire	r ou coller.			V	
EN 374-2	Le matériau ne doit	pas comporter de per	forations				✓	
EN 374-3	Les produits chimiqu	ues ne doivent pas tra	verser le matériau d	es gants.			✓	
EN 374-4	Des tests sont effectués sur la durée et la quantité de substances chimiques qui pénètrent dans le gant.						✓	
EN 374-4	Produits chimiques		Lettre de code	Perméation niveau		Dégradation		
	Sodium Hydroxide		К	6		-33,50%	V	
	Hydrogen Peroxide		Р	4		22,10%	V	
	Formaldehyde		Т	6		-0,003	V	
							\circ	
							\bigcirc	
Accélérateurs							\circ	
EN 374-5	Le gant est étanche	aux micro-organismes	(virus, bactéries et	fungus).				EN ISO 374-5 2016
Étanchéité aux micro-organismes	Méthode d'essai Essai selon la norme ISO 16604 - méthode B.						~	VIRUS
STANDARDIS	SATION EN165	523						
EN16523-1			•	par les produits chimi des conditions de cont	•	néation par des	✓	

STANDARDIS	STANDARDISATION EN455									
EN 455 medical gloves for single use	Le gant répond aux exigences des normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.	~	EN455							
EN 455-1	Le gant a un AQL < 1,5 en ce qui concerne le test de rétention d'eau (inspection par échantillonnage conformément à la norme ISO 2859-1, inspection générale de niveau I).	~	EN455-1							
EN 455-2:	La résistance à la traction, l'épaisseur et l'ajustement sont testés avec une norme minimale de 6 Newtons.	>	EN455-2							
EN 455-3	Cette évaluation biologique recherche la présence de substances nocives telles que la poudre et les micro-organismes.	~	EN455-3							
EN 455-4	Le produit est testé pour sa durée de conservation.	~	EN455-4							
STANDARDISATION EN21420										
ISO EN 21420 Gants de protection	Le gant répond aux exigences de la norme EN 420 / ISO EN 21420	~								

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT									
	XS	S	М	L	XL	XXL			
notre référence	9001325	9000894	9000895	9000896	9000897				
Description	Gants Nitrile								
	Gants en nitri 100 pcs/distri	•				The state of the s			

AFFAIRES RÉ	GALIENNES							
EPI-Règlement (UE) 2016/425			Catégorie III					
Règlement MD (UE) 2017/745								
Règlement CE					SATRA	2777	✓	(€
REPRÉSENTANT EUROPÉEN								EC REP
Contact alimentaire (EG) 1935/2004	aliments acides	aliments aqueux	aliments gras	aliments alcoolisés	aliments secs		✓	577
LATEX	Ne contient pas de la	V						
Conditions de stockage	Stocker dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et sombre entre 10°C et 30°C. Se référer aux directives de stockage des produits en caoutchouc telles que décrites dans la norme ISO2230:2002. S'assurer que le stockage est maintenu au frais, au sec et à l'abri de la poussière, éviter la ventilation et le stockage à proximité d'un équipement de photocopie. Les ions de cuivre décolorent le gant. Protéger les gants contre les sources de lumière ultraviolette, comme la lumière du soleil et les agents oxydants. Un stockage à plus de 30°C entraîne un vieillissement accéléré et doit être évité.							
Simple/double/ réutilisable	Gant d'examen à usa	age unique					✓	2
Sterile / Non Sterile	Gant non stérile						✓	STIERLE
ASTM F739	Gants de chimiathér	anie SW testés soit n	ar ASTM E739 soit na	r ASTM D6978				TESTED FOR USE WITH
ASTM D6978	Gants de chimiothérapie SW testés soit par ASTM F739 soit par ASTM D6978							CHEMOTHERAPY DRUGS
Conforme à REACH	REACH est un règlement de l'Union européenne, adopté pour améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie chimique européenne.						~	(hym)
CE	Conformité CE							(€
Numéro Intrastat	4015190000							•
Fabriqué en	CN	CN						

XXL

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT									
	XS	S	М	L	XL	XXL			
notre référence	9001325	9000894	9000895	9000896	9000897				
Description	Gants Nitrile								
	Gants en nitrile Bleu non poudré M3,2 100 pcs/distributeur HY@PRO			4					

LE SOUS-EN	MBALLAGE DES	DONNÉES LC	GISTIQUES					
Informations géné	rales	Matériel	Carton					
Taille	pièces	EAN Code	REF code	Longeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	poids net	poids brut
XS	100	5412276278659	9001325	220	120	60	290	340,9
S	100	5412276201947	9000894	220	120	60	290	340,9
М	100	5412276202043	9000895	220	120	60	320	370,9
L	100	5412276202111	9000896	220	120	60	380	430,9
XL	100	5412276202166	9000897	220	120	60	450	500,9

DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR Informations générales Matériel Carton Taille pièces EAN Code REF code Longeur (mm) Hauteur (mm) poids net poids brut Largeur (mm) XS 5412276278666 900132 320 250 230 3,11 3,41 5412276241417 9000894 320 250 230 3,409 3,7054 5412276241431 9000895 320 250 230 3,709 4,0054 5412276241455 10 9000896 320 250 230 4,309 4,6054 5412276241691 9000897 320 250 230 5,009 5,3054

DONNÉES LO	DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE										
Informations généra	ales	Pallet: EURO-PALLET									
Taille	Cartons par couche	Couches nar nalette	Hauteur de la couche	Hauteur brute (incl. palette Euro 14,4cm)	Poids brut (y compris la palette Euro de 25 kg)						
XS	11	6	23	152,4	250,06kg						
S	11	6	23	152,4	269,56kg						
М	11	6	23	152,4	289,36kg						
L	11	6	23	152,4	328,96kg						
XL	11	6	23	152,4	375,16kg						
XXL											

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT						
	XS	S	М	L	XL	XXL
notre référence	9001325	9000894	9000895	9000896	9000897	
Description	Gants Nitrile					
	Gants en nitrile Bleu non poudré M3,2 100 pcs/distributeur HY@PRO					The second

Déclaration de conformité



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022 Owner: Q-Team Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001 Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name: Belscan Continental BV

Address: Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9001325-9000894-95-96-97: Nitrile gloves blue powder free M3,2 100pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (Good Manufacturing Practices)¹, and No. 1935/2004 (Non-Plastic Materials)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 24/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour Quality department For Belscan Continental BV



Rev-nr: 001 Date: 24/06/2024